


## **TERAPIA por ONDAS de CHOQUE - ESWT**

Paciente: N.F.C.M.

Idade: 61 anos

Sexo: Feminino

Bursite trocantérica à direita com 5 anos de evolução, resistente aos tratamentos convencionais.



Data: 11 de Agosto 2008

Raio X: Calcificação ao longo do tendão do M. Glúteo médio.

Indicado tratamento por Ondas de Choque, em protocolo de 1 sessão semanal num total de 3 a 5 sessões na região.

Parâmetros usados:

Gerador : **RADIAL**

Aplicador : R15mm Radial

Energia : 3,5 bar equivalente 0,16mJ/mm<sup>2</sup>

Frequência: 8 Hertz

Nº. de Impulsos: 2000 impulsos cada sessão

70 dias após a 1º sessão:



Data: 22 de Outubro 2008

**SWISS DOLORCLAST**